

Anpassverfahren

Für den optimalen Ausgleich verschiedener Hörverluste gibt es unterschiedliche Lösungsansätze (Algorithmen), nach denen Hörsysteme eingestellt werden. Zur Auswahl stehen allgemeine Anpassverfahren, die von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt wurden und herstellerspezifische Varianten. Für die Berechnung der Anpassformeln werden Faktoren wie z.B. die Art des Hörverlustes, Alter und Geschlecht des Hörgeschädigten, seine Erfahrung mit Hörgeräten und der Charakter der Sprache berücksichtigt.