

Freifeldmessung

Freifeldmessung

wird durchgeführt im freien Schallfeld, wobei über einen Lautsprecher Testmaterial mit einer Lautstärke von 55 dB, 65 dB und 80 dB angeboten wird. Die Freifeldmessung ermöglicht Aussagen über Sprachverständnis und subjektiven Höreindruck.

Bei binauraler Versorgung und bei IO-Geräten wird zu den Testwörtern ein Störgeräusch eingespielt, um den Höreindruck auch außerhalb von Laborbedingungen zu simulieren.